
Destinataires : Aux utilisateurs externes du laboratoire du CHUM
Date : 28 octobre 2024
Objet : Dépistage pour orthopoxvirus simien (Monkeypox)

Madame, Monsieur, Docteure, Docteur,

Voici les recommandations obligatoires à respecter pour l'acheminement des échantillons suspectés par l'orthopoxvirus simien (Monkeypox). Étant donné le risque associé à ce virus, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être appliquées pour les manipulations et le transport des échantillons dans notre installation.

- Les échantillons de sang, d'écouvillons ou de biopsies envoyés pour une suspicion de orthopoxvirus simien (Monkeypox) doivent être acheminés dans un emballage de type P650 (catégorie B), conformément à la norme CAN/CGSB-43.125-2021. Les emballages acceptés sont les glacières ou les boîtes **certifiées UN3373**;
- Respecter le triple emballage : Contenant primaire (échantillon), tampon absorbant, sac biorisque ainsi que le contenant tertiaire rigide (boîte ou glacière) ;
- L'emballage doit présenter une étiquette avec l'adresse du destinataire et de l'expéditeur, l'identification UN3373 Matière biologique de catégorie B, le numéro de téléphone 24h (CANUTEC) ainsi que la mention **TU 0886** ;
- Le **personnel effectuant la préparation** du colis et le **transporteur** qui fait l'envoi doivent, avoir minimalement fait la formation et détenir un certificat temporaire TU 0886.1 à jour conformément au *Règlement de transport de matière dangereuse* (RTMD) ;

Merci de votre collaboration



Valérie Bertrand
Cheffe de service administratif par intérim
Laboratoires de microbiologie et banque de sang
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM



Dre Cécile Tremblay
Cheffe de service de la Microbiologie médicale
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM