

NOTE

Destinataires : Unités de soins et cliniques du CHUM, clientèle externe du CHUM

Date : Le 22 décembre 2023

Objet : **Normes de remplissage des tubes bleus citratés**

Madame, monsieur, docteure, docteur

Prendre note que depuis le 04 décembre 2023, le laboratoire regroupé du CHUM a fait un rehaussement des appareils en hémostasie générale.

Le remplissage adéquat des tubes bleus citratés est maintenant géré électroniquement par les analyseurs suite à une calibration.

Soyez assuré que cette calibration est contrôlée et vérifiée.

Il est donc très important de respecter les normes de remplissage du fabricant pour permettre le traitement adéquat et la sortie de résultats de qualité des analyses d'hémostasie qui requiert ce tube.

Vous trouverez ci-joint l'instruction du fabricant.

Nous restons disponibles au besoin pour informations additionnelles.



Sandra Bohémier
Cheffe de service administratif
Laboratoire regroupé et envois
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM
T. : 514-890-8000, poste 20865
C. : sandra.bohemier.chum@ssss.gouv.qc.ca